

Link do produktu: <https://akmed.pl/lozko-rehabilitacyjno-pielegnacyjne-luna-basic-2-p-1408.html>

## Łóżko rehabilitacyjno pielęgnacyjne. LUNA BASIC 2



Numer katalogowy **LUNA BASIC 2**

Producent **Vermeiren**

### Opis produktu

Luna Basic 2 jest nową wersją podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem. VERMEIREN będąc świadomym i odpowiedzialnym producentem wstąpił się w sugestię i opinie zarówno użytkowników jak również pracowników wypożyczalni oraz sklepów medycznych i dopasował nową wersję do ich wymagań. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny sprawia, że LUNA Basic 2 jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących.

Barierki opuszczają się poniżej poziomu ramy leża. Bardzo ważna cecha, która ułatwia wstawanie i siadanie pacjenta na łóżko oraz poczucie komfortu.

Oprócz możliwości płynnej regulacji poszczególnych segmentów leża oraz wysokości łóżko posiada funkcję zawieszenia leża w dwóch pozycjach wyjściowych 33cm dla osób niskiego wzrostu oraz 40 cm dla osób wysokich.

Funkcje:

- Leże cztero-segmentowe,
- płynna regulacja wysokości leża na pilota,
- pozycja anti-trendelenburga,
- płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,
- płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,
- manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki,
- siłowniki LINAK,
- obudowa w kolorze drzewa bukowego,
- wysięgnik i barierki na wyposażeniu,
- leże metalowe,
- leże drewniane (opcja),
- leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej,
- łóżko dostarczane na systemie transportowym.