

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-mobile-light-rozmiar-s-op-60-szt-p-5912.html>



## Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Mobile light rozmiar S (op. 60 szt)

Numer katalogowy **9156440**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### Idealnie dopasowane do ciała majtki chłonne

Dyskretna, miękka włóknina zewnętrzna dba o komfort skóry. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus chroni skórę przed zawilgoceniem. Nowy, ulepszony, anatomiczny krój pieluchomajtek sprawia, że doskonale dopasowują się do kształtu ciała oraz są niewidoczne pod ubraniem. Natomiast elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczają przed wyciekaniem na boki. Produkt zawiera superabsorbent z cząsteczkami CyDex neutralizujący nieprzyjemne zapachy. MoliCare® Mobile może być zdejmowany i zakładany przez samego pacjenta, co pozwala na samodzielne korzystanie z toalety. Wygląd i wygoda noszenia jak przy normalnej bieliznie.

#### Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu cieńszego wkładu chłonnego, pieluchomajtki MoliCare® Mobile light są niezwykle lekkie i dyskretne przez co sprawdzają się idealnie przy wykonywaniu codziennych czynności przez osoby dotknięte lekkim i umiarkowanym nietrzymaniem moczu.

**Obwód bioder/brzucha** 60-90 cm

**Opakowanie:** 60 szt.