

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-mobile-light-rozmiar-xl-op-14-szt-p-5915.html>



Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Mobile light rozmiar XL (op. 14 szt)

Numer katalogowy **9158540**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Idealnie dopasowane do ciała majtki chłonne

Dyskretna, miękka włóknina zewnętrzna dba o komfort skóry. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus chroni skórę przed zawilgoceniem. Nowy, ulepszony, anatomiczny krój pieluchomajtek sprawia, że doskonale dopasowują się do kształtu ciała oraz są niewidoczne pod ubraniem. Natomiast elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczają przed wyciekaniem na boki. Produkt zawiera superabsorbent z cząsteczkami CyDex neutralizujący nieprzyjemne zapachy. MoliCare® Mobile może być zdejmowany i zakładany przez samego pacjenta, co pozwala na samodzielne korzystanie z toalety. Wygląd i wygoda noszenia jak przy normalnej bieliznie.

Zastosowanie

Dzięki zastosowaniu cieńszego wkładu chłonnego, pieluchomajtki MoliCare® Mobile light są niezwykle lekkie i dyskretne przez co sprawdzają się idealnie przy wykonywaniu codziennych czynności przez osoby dotknięte lekkim i umiarkowanym nietrzymaniem moczu.

Obwód bioder/brzucha 130-170 cm

Opakowanie: 14 szt.