

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-mobile-rozmiar-xl-op-14-szt-p-5923.html>



## Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Mobile rozmiar XL (op. 14 szt)

Numer katalogowy **9158340**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **Idealnie dopasowane do ciała majtki chłonne**

Dyskretna, miękka włóknina zewnętrzna dba o komfort skóry. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus chroni skórę przed zawilgoceniem. Nowy, ulepszony, anatomiczny krój pieluchomajtek sprawia, że doskonale dopasowują się do kształtu ciała oraz są niewidoczne pod ubraniem. Natomiast elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczają przed wyciekaniem na boki. Produkt zawiera superabsorbent z cząsteczkami CyDex neutralizujący nieprzyjemne zapachy. MoliCare® Mobile może być zdejmowany i zakładany przez samego pacjenta, co pozwala na samodzielne korzystanie z toalety. Wygląd i wygoda noszenia jak przy normalnej bieliznie.

#### **Zastosowanie**

MoliCare® Mobile zaleca się aktywnym lub nadpobudliwym pacjentom z problemem umiarkowanego i ciężkiego nietrzymania moczu lub stolca.

**Obwód bioder/brzucha** 130-170 cm

**Opakowanie:** 14 szt.