

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-mobile-super-rozmiar-m-op-14-szt-p-5905.html>



Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Mobile Super rozmiar M (op. 14 szt)

Numer katalogowy **9158720**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Idealnie dopasowane do ciała majtki chłonne

Dyskretna, miękka włóknina zewnętrzna dba o komfort skóry. Wkład chłonny z warstwą Dry Plus chroni skórę przed zawilgoceniem. Nowy, ulepszony, anatomiczny krój pieluchomajtek sprawia, że doskonale dopasowują się do kształtu ciała oraz są niewidoczne pod ubraniem. Natomiast elastyczne ściągacze i wewnętrzne zakładki boczne zabezpieczają przed wyciekaniem na boki. Produkt zawiera superabsorbent z cząsteczkami CyDex neutralizujący nieprzyjemne zapachy. MoliCare® Mobile może być zdejmowany i zakładany przez samego pacjenta, co pozwala na samodzielne korzystanie z toalety. Wygląd i wygoda noszenia jak przy normalnej bieliznie.

Zastosowanie

MoliCare® Mobile Super to majtki chłonne o wyjątkowo wysokiej absorpcji. Zalecane dla osób dotkniętych najwyższym stopniem nietrzymania moczu i stolca.

Obwód bioder/brzucha 80-120 cm

Opakowanie: 14 szt.