

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-premium-mobile-5k-rozmiar-l-op-30-szt-p-5930.html>



Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Premium Mobile 5K rozmiar L (op. 30 szt)

Numer katalogowy **9156431**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare® Premium Mobile zapewnia najwyższą jakość życia

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile to wygląd i komfort zwykłej bielizny dzięki anatomicznemu kształtowi, miękkim materiałom i elastycznym włóknom dla idealnego oraz wygodnego dopasowania, a także większej dyskrecji.

Warstwa wkładu chłonnego z włóknami skręconymi zapewnia wysoce neutralny efekt o właściwościach antybakteryjnych i pH 5,5, w celu utrzymania zdrowej skóry.

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile są testowane dermatologicznie. Wkład chłonny neutralizuje nieprzyjemny zapach i szybko zatrzymuje płyny wewnątrz, zapewniając uczucie suchości. Maksymalne zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wysokiej jakości materiałom i dwuczęściowemu systemowi zakładki bocznych. Otwierane po bokach szwy zapewniają wygodne zdejmowanie. Kolorowe włókna elastyczne wskazują rozmiar, chłonność i przód produktu.

Zastosowanie

Stosowane w przypadku średniego nietrzymania moczu.

MoliCare® Premium Mobile 5K to najniższy poziom chłonności z linii produktów MoliCare® Premium Mobile. Ze względu na dyskretny wkład chłonny jest niepozorny w noszeniu, dzięki czemu zapewnia komfort i niezawodną ochronę w przypadku średniego nietrzymania moczu - dla aktywnego i pewnego siebie dnia codziennego. Może być stosowany również w przypadkach lekkiego nietrzymania moczu, w celu zapewnienia jeszcze większej dyskrecji.

Cechy szczególne:

- Szczególnie dyskretny ze względu na budowę wkładu chłonnego
- Do noszenia jak normalna bielizna
- Dla maksymalnej dyskrecji - bez szelestu i niepozornego zużycia
- Szczególnie miękkie materiały dla optymalnego komfortu noszenia
- Neutralne dla skóry pH oraz warstwa dystrybucyjna w celu utrzymania zdrowej skóry
- 3-częściowy system ochronny zapewniający wysokie zabezpieczenie przed wyciekaniem
- Zakładki boczne zapobiegające wyciekaniu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Neutralizator zapachu pochłaniający przykry zapach działa niezawodnie i usuwa go natychmiast
- Anatomicznie ukształtowany kształt
- Wskaźnik wilgotności pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana produktu na nowy

Obwód bioder/brzucha 100-150 cm

Opakowanie: 30 szt.