

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-premium-mobile-6k-rozmiar-xs-op-30-szt-p-5944.html>



Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Premium Mobile 6K rozmiar XS (op. 30 szt)

Numer katalogowy	9156381
Producent	MoliCare

Opis produktu

MoliCare® Premium Mobile zapewnia najwyższą jakość życia

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile to wygląd i komfort zwykłej bielizny dzięki anatomicznemu kształtowi, miękkim materiałom i elastycznym włóknom dla idealnego oraz wygodnego dopasowania, a także większej dyskrecji.

Warstwa wkładu chłonnego z włóknami skręconymi zapewnia wysoce neutralny efekt o właściwościach antybakteryjnych i pH 5,5, w celu utrzymania zdrowej skóry.

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile są testowane dermatologicznie. Wkład chłonny neutralizuje nieprzyjemny zapach i szybko zatrzymuje płyny wewnątrz, zapewniając uczucie suchości. Maksymalne zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wysokiej jakości materiałom i dwuczęściowemu systemowi zakładki bocznych. Otwierane po bokach szwy zapewniają wygodne zdejmowanie. Kolorowe włókna elastyczne wskazują rozmiar, chłonność i przód produktu.

Zastosowanie

Stosowane w przypadku ciężkiego nietrzymania moczu.

MoliCare® Premium Mobile 6 K jest bezpieczną opcją do stosowania w przypadkach ciężkiego nietrzymania moczu. Jednorazowe majtki chłonne są dostępne w pięciu rozmiarach i noszone jak normalna bielizna. Oferują optymalne bezpieczeństwo i komfort dla osób aktywnych oraz korzystających z pełni życia. Mogą być stosowane w przypadkach średniego nietrzymania moczu w celu zapewnienia jeszcze większej dyskrecji.

Cechy szczególne:

- Dyskretny ze względu na budowę wkładu chłonnego
- Do noszenia jak normalna bielizna
- Dla maksymalnej dyskrecji - bez szelestu i niepozornego zużycia
- Szczególnie miękkie materiały dla optymalnego komfortu noszenia
- Neutralne dla skóry pH oraz warstwa dystrybucyjna w celu utrzymania zdrowej skóry
- 3-częściowy system ochronny zapewniający wysokie zabezpieczenie przed wyciekaniem
- Zakładki boczne zapobiegające wyciekaniu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Neutralizator zapachu pochłaniający przykry zapach działa niezawodnie i usuwa go natychmiast
- Anatomicznie ukształtowany kształt
- Wskaźnik wilgotności pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana produktu na nowy

Obwód bioder/brzucha 40-70 cm
Opakowanie: 30 szt.