

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-premium-mobile-8k-rozmiar-l-op-14-szt-p-5951.html>



Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Premium Mobile 8K rozmiar L (op. 14 szt)

Numer katalogowy **9158732**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

MoliCare® Premium Mobile zapewnia najwyższą jakość życia

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile to wygląd i komfort zwykłej bielizny dzięki anatomicznemu kształtowi, miękkim materiałom i elastycznym włóknom dla idealnego oraz wygodnego dopasowania, a także większej dyskrecji.

Warstwa wkładu chłonnego z włóknami skręconymi zapewnia wysoce neutralny efekt o właściwościach antybakteryjnych i pH 5,5, w celu utrzymania zdrowej skóry.

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile są testowane dermatologicznie. Wkład chłonny neutralizuje nieprzyjemny zapach i szybko zatrzymuje płyny wewnątrz, zapewniając uczucie suchości. Maksymalne zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wysokiej jakości materiałom i dwuczęściowemu systemowi zakładki bocznych. Otwierane po bokach szwy zapewniają wygodne zdejmowanie. Kolorowe włókna elastyczne wskazują rozmiar, chłonność i przód produktu.

Zastosowanie

Stosowane w przypadku najcięższego nietrzymania moczu.

MoliCare® Premium Mobile 8K to jednorazowe majtki chłonne, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przypadkach najcięższego nietrzymania moczu - dla osób aktywnych, korzystających z pełni życia również dla leżących. Może być również stosowany w przypadkach ciężkiego nietrzymania moczu w celu zapewnienia jeszcze większej dyskrecji.

Cechy szczególne:

- Dyskretny ze względu na budowę wkładu chłonnego
- Do noszenia jak normalna bielizna
- Dla maksymalnej dyskrecji - bez szelestu i niepozornego zużycia
- Szczególnie miękkie materiały dla optymalnego komfortu noszenia
- Neutralne dla skóry pH oraz warstwa dystrybucyjna w celu utrzymania zdrowej skóry
- 3-częściowy system ochronny zapewniający wysokie zabezpieczenie przed wyciekaniem
- Zakładki boczne zapobiegające wyciekaniu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Neutralizator zapachu pochłaniający przykry zapach działa niezawodnie i usuwa go natychmiast
- Anatomicznie ukształtowany krój
- Wskaźnik wilgotności pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana produktu na nowy

Obwód bioder/brzucha 100-150 cm

Opakowanie: 14 szt.