

Link do produktu: <https://akmed.pl/majtki-chlonne-dla-osob-z-podwyzszonym-stopniem-nietrzymania-moczu-molicare-premium-mobile-8k-rozmiar-s-op-30-szt-p-5946.html>



## Majtki chłonne dla osób z podwyższonym stopniem nietrzymania moczu MoliCare® Premium Mobile 8K rozmiar S (op. 30 szt)

Numer katalogowy **9156391**

Producent **MoliCare**

### Opis produktu

#### **MoliCare® Premium Mobile zapewnia najwyższą jakość życia**

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile to wygląd i komfort zwykłej bielizny dzięki anatomicznemu kształtowi, miękkim materiałom i elastycznym włóknom dla idealnego oraz wygodnego dopasowania, a także większej dyskrecji.

Warstwa wkładu chłonnego z włóknami skręconymi zapewnia wysoce neutralny efekt o właściwościach antybakteryjnych i pH 5,5, w celu utrzymania zdrowej skóry.

Majtki chłonne MoliCare® Premium Mobile są testowane dermatologicznie. Wkład chłonny neutralizuje nieprzyjemny zapach i szybko zatrzymuje płyny wewnątrz, zapewniając uczucie suchości. Maksymalne zabezpieczenie przed wyciekaniem dzięki wysokiej jakości materiałom i dwuczęściowemu systemowi zakładki bocznych. Otwierane po bokach szwy zapewniają wygodne zdejmowanie. Kolorowe włókna elastyczne wskazują rozmiar, chłonność i przód produktu.

#### **Zastosowanie**

Stosowane w przypadku najcięższego nietrzymania moczu.

MoliCare® Premium Mobile 8K to jednorazowe majtki chłonne, które spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przypadkach najcięższego nietrzymania moczu - dla osób aktywnych, korzystających z pełni życia również dla leżących. Może być również stosowany w przypadkach ciężkiego nietrzymania moczu w celu zapewnienia jeszcze większej dyskrecji.

#### **Cechy szczególne:**

- Dyskretny ze względu na budowę wkładu chłonnego
- Do noszenia jak normalna bielizna
- Dla maksymalnej dyskrecji - bez szelestu i niepozornego zużycia
- Szczególnie miękkie materiały dla optymalnego komfortu noszenia
- Neutralne dla skóry pH oraz warstwa dystrybucyjna w celu utrzymania zdrowej skóry
- 3-częściowy system ochronny zapewniający wysokie zabezpieczenie przed wyciekaniem
- Zakładki boczne zapobiegające wyciekaniu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Neutralizator zapachu pochłaniający przykry zapach działa niezawodnie i usuwa go natychmiast
- Anatomicznie ukształtowany krój
- Wskaźnik wilgotności pokazuje, kiedy konieczna jest zmiana produktu na nowy

**Obwód bioder/brzucha** 60-90 cm

---

**Opakowanie:** 30 szt.