

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:05

Link do produktu: <https://akmed.pl/maly-usztywniacz-kolana-p-3301.html>



Mały usztywniacz Kolana

Numer katalogowy **58677**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Stworzona do całodziennego noszenia. Owijane pasy wokół rzepki pozwalają dopasować opaskę do każdej wielkości kolana. Otwór na rzepkę utrzymuje ją w jednym miejscu, a lekki neopren zapewnia wygodę i ciepło. Idealna dla małych zwichnięć, naderwań mięśni i stanów artretycznych kolana.

Zastosowanie:

- Naderwania mięśni
- Stany zapalne różnego pochodzenia
- przeciążenia stawu kolanowego
- niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- zmiany zwyrodnieniowe kolana

UNIWERSALNY ROZMIAR 25-55 cm