
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:24

Link do produktu: <https://akmed.pl/masazer-beurer-mg-100-metal-pro-line-p-4627.html>

Masażer BEURER MG 100 Metal Pro Line



Numer katalogowy	MG 100 AGITO
Kod producenta	MG 100 AGITO
Kod EAN	4211125649036
Producent	Beurer

Opis produktu

Urządzenie do masażu ostukującego z podczerwienią

Urządzenie, które ma wbudowane światło podczerwone oraz funkcje masujące, to swoistego rodzaju masażer, który należy przykładac do ciała człowieka. Wyjątkowo przyjemne promieniowanie przyspiesza pozytywne działanie masażu. Główki masujące nagrzewają się podczas sesji zwiększając skuteczność zabiegu. Masaż z podczerwienią może być wykonywany na całym ciele lub na wybranych jego partiach. Najczęściej jest on wykonywany na: plecach, brzuchu, udach.