

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/masazer-beurer-mg-40-p-4623.html>

## Masażer BEURER MG 40



Numer katalogowy	<b>MG 40 AGITO</b>
Kod producenta	<b>MG 40 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125648251</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Urządzenie do masażu z podgrzewaniem podczerwienią

Urządzenie, które ma wbudowane światło podczerwone oraz funkcje masujące, to swoistego rodzaju masażer, który należy przykładać do ciała człowieka. Wyjątkowo przyjemne promieniowanie przyspiesza pozytywne działanie masażu. Główki masujące nagrzewają się podczas sesji zwiększając skuteczność zabiegu. Masaż z podczerwienią może być wykonywany na całym ciele lub na wybranych jego partiach. Najczęściej jest on wykonywany na: plecach, brzuchu, udach.