
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/masazer-beurer-mg-55-p-4624.html>

Masażer BEURER MG 55



Numer katalogowy	MG 55 AGITO
Kod producenta	MG 55 AGITO
Kod EAN	4211125643201
Producent	Beurer

Opis produktu

Urządzenie do masażu ostukującego

Urządzenie, które ma wbudowane światło podczerwone oraz funkcje masujące, to swoistego rodzaju masażer, który należy przykładać do ciała człowieka. Wyjątkowo przyjemne promieniowanie przyspiesza pozytywne działanie masażu. Główki masujące nagrzewają się podczas sesji zwiększając skuteczność zabiegu. Masaż z podczerwienią może być wykonywany na całym ciele lub na wybranych jego partiach. Najczęściej jest on wykonywany na: plecach, brzuchu, udach.