

---

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 13:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/maska-donosowa-z-czepcem-wizard-230-p-7285.html>



## Maska donosowa z czepcem Wizard 230

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>10644</b>    |
| Producent        | <b>Rehafund</b> |

### Opis produktu

- miękkie, wymienne nakładki silikonowe , gwarantują dobrą szczelność maski
- nakładki nie zawierające lateksu
- zapewnia równomierny rozkład nacisku
- łatwy w zakładaniu i dopasowaniu czepiec z neoprenu
- szybkozłączka ułatwiająca rozłączenie i podłączenie rury powietrznej
- kulkowe kolanko obrotowe 360°

Maski są sprzedawane wraz z kompletem trzech nakładek rozmiarowych, co ułatwia prawidłowe dopasowanie dla każdego pacjenta.