

Link do produktu: <https://akmed.pl/maska-nosowa-z-czepcem-wizard-210-do-aparatu-cpap-p-7283.html>



Maska nosowa z czepcem Wizard 210 do aparatu CPAP

Numer katalogowy	10642
Producent	Rehafund

Opis produktu

- miękkie, wymienne nakładki silikonowe, gwarantują dobrą szczelność maski
- podkładka czołowa o dwóch opcjach regulacji zapewnia równomierny rozkład nacisku
- łatwy w zakładaniu i dopasowaniu czepiec
- szybkie odłączanie rury powietrznej
- port przewodu tlenowego
- kolanko dwuczęściowe obrotowe 360°
- zaczepy w dolnej części czepca pozwalają na łatwe założenie i zdjęcie maski
- rozmiary: maska występuje w trzech rozmiarach – S, M i L, dla wszystkich rozmiarów jest taki sam stelaż a poprzez zmianę samej nakładki silikonowej możemy zmienić rozmiar maski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S