

Link do produktu: <https://akmed.pl/maska-twarzowa-z-czepcem-wizard-220-p-7284.html>



Maska twarzowa z czepecem Wizard 220

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 10643 |
| Producent | Rehafund |

Opis produktu

- miękkie, wymienne nakładki silikonowe, gwarantują dobrą szczelność maski
- podkładka czołowa o dwóch opcjach regulacji zapewnia równomierny rozkład nacisku
- łatwy w zakładaniu i dopasowaniu czepek
- szybkie odłączanie rury powietrznej
- port przewodu tlenowego
- kolanko dwuczęściowe obrotowe 360°
- zaczepy w dolnej części czepeka pozwalają na łatwe założenie i zdjęcie maski
- rozmiary: maska występuje w trzech rozmiarach – S, M i L. Dla rozmiarów M i L jest ten sam stelaż, a poprzez zmianę samej nakładki silikonowej możemy zmienić rozmiar maski.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S