

Link do produktu: <https://akmed.pl/mata-do-masazu-shiatsu-beurer-mg-206-p-4647.html>



Mata do masażu shiatsu BEURER MG 206

Numer katalogowy	MG 206 AGITO
Kod producenta	MG 206 AGITO
Kod EAN	4211125649135
Producent	Beurer

Opis produktu

Funkcja naświetlania i ogrzewania

MG 206 to lekka i łatwa w użyciu mata służąca do odprężającego masażu shiatsu pleców. Posiada indywidualnie wybierane 3 strefy masażu, włączaną funkcję naświetlania i ogrzewania oraz timer.

Jest praktyczna, można stosować na odpowiednio głębokich wszelkich siedzeniach z oparciem, welurową poszewkę pod plecy można prać, a praktyczny wieszak ułatwia przechowywanie w szafie.

Działanie masażu Shiatsu:

- relaksuje i regeneruje, zmniejsza poziom bólu
- *układ mięśniowo kostny*: zwiększa ruchomość stawów i elastyczność mięśni, skutecznie zmniejsza poziom bólów kręgosłupa i kończyn
- *poprawa samopoczucia psychicznego*: redukuje stres, zmniejsza poziom depresji, wywołuje równowagę emocjonalną, poprawia kontakt ze swoim ciałem, powoduje wzrost samoakceptacji i poczucia własnej wartości, wyzwala przyływ energii wewnętrznej i pozytywne nastawienie do życia
- *zmiany fizjologiczne*: poprawia krążenie krwi, limfy i innych płynów organicznych, poprawia funkcje obwodowego układu nerwowego, zwiększa dotlenienie (dotlenienie i dożywienie) wszystkich tkanek, wzmacnia narządy wewnętrzne (nerki, wątroba, serce, żołądek, śledziona, jelita, płuca).

SALON MASAŻU W DOMU