
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:16

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-clinical-p-3676.html>

Materac CLINICAL



Numer katalogowy	W3009003001
------------------	--------------------

Producent	Thuasne
-----------	----------------

Opis produktu

Materac Clinical

- Przeznaczony do zastąpienia konwencjonalnego lub zużytego materaca u pacjentów leżących wymagających komfortu (lub bezpieczeństwa w związku z niekontrolowaniem czynności fizjologicznych).
- Wysokosprężysta pianka poliestrowa (30 kg/m³) gwarantuje komfort i długą żywotność materaca.
- Pokrowiec wykonany z oddychającego wodoodpornego dżerseju poliuretanowego, posiada zamki błyskawiczne z 3 stron z klapami.

Ref. W3009 003 001

Gęstość 30 kg/m³

Materac (długość

x szerokość x wysokość) 195 x 88 x 14 cm