

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:43

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-gofrowany-jednorodny-p-3677.html>

## Materac gofrowany jednorodny



Numer katalogowy

**W300002001**

Producent

**Thuasne**

### Opis produktu

#### Jednorodny materac gofrowy

- Doskonały materac do użytku z elektrycznym łóżkiem medycznym.
- Wykonany z jednorodnej pianki w kształcie gofra.
- Wysoce sprężysta pianka PU o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Pokrowiec wykonany z oddychającego wodoodpornego dżerseju poliuretanowego, posiada zamki błyskawiczne z 3 stron z klapami.

Ref. W3000 002 001

Wysoce sprężysta pianka PU o gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>

Materac (długość x szerokość x wysokość) 195 x 86 x 14,5 cm