

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-piankowy-bioflotetm-500-p-7194.html>



## Materac piankowy BioFlote™ 500

Numer katalogowy	<b>9232</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

Dwupoziomowa konstrukcja materaca składa się z:

- górna warstwa z pianki viscoelastycznej gwarantującej najwyższy komfort dla użytkownika
- dolna warstwa z pianki o zwiększonej twardości dla zapewnienia stabilności

Materac stosowany jest w profilaktyce przeciwoleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II

- gruba warstwa pianki viscoelastycznej zapewnia wysoki komfort użytkownika
- dostosowuje się do ułożenia i kształtu ciała
- stabilizuje pozycje użytkownika
- odpowiednia gęstość pianki zapewnia zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa
- równomiernie rozkłada ciężar ciała pacjenta redukując nacisk na tkankę miękką
- w opcji pokrowiec bawełniany lub nieprzemakalny
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm