

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-piankowy-bioflotetm-600-p-7193.html>

Materac piankowy BioFlote™ 600



Numer katalogowy	9231
Producent	Rehafund

Opis produktu

Materac przeciwoleżynowy, który wyznacza nowe standardy w zakresie zapewnienia komfortu i prawidłowego podparcia ciała w pozycji leżącej. Wykonany z trzech warstw pianki:

- warstwa górna wykonana z pianki viscoelastycznej dostosowuje się i stabilizuje pozycję ciała dając wysoki komfort użytkownika,
- warstwa środkowa wykonana z pianki o średniej gęstości, redukuje ścisk tkanki miękkiej i posiada poprzecznie wycięte rowki, które niwelują napięcie powierzchniowe pianki i zapewniają lepszą cyrkulację powietrza,
- warstwa dolna wykonana z pianki o zwiększonej twardości stabilizuje materac.

Materac stosowany jest w profilaktyce przeciwoleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II

- naturalnie dostosowuje się do kształtów ciała
- pomaga w utrzymaniu prawidłowej pozycji ciała
- redukuje nacisk pomiędzy tkanką kostną a podłożem
- odpowiednia gęstość pianki zapewnia zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa
- równomiernie rozkłada ciężar ciała
- w opcji pokrowiec: bawełniany lub nieprzemakalny
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm