
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-piankowy-biogofertm-15000-p-7197.html>

Materac piankowy BioGofer™ 15000

Numer katalogowy

9235

Producent

Rehafund



Opis produktu

- materac stosowany jest w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I
- segmenty profilu pracują niezależnie od siebie znacznie redukując nacisk na ciało oraz doskonale je pozycjonując
- materac wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- struktura wycięć w kształcie gofra umożliwia swobodną cyrkulację powietrza między materacem a powierzchnią ciała pacjenta
- zapewnia równomierny rozkład sił nacisku na miejsca szczególnie narażone na odleżyny
- w opcji pokrowiec bawełniany lub nieprzemakalny
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm