


Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-piankowy-podl-2-warstwowy-bioflote-300-tms-p-7192.html>

## Materac piankowy p/odl. 2-warstwowy BioFlote™ 300 TMS



Numer katalogowy	<b>9230</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

Unikalna konstrukcja tego materaca zapewnia użytkownikowi duży komfort użytkowania i wysoki stopień zabezpieczenia przed powstaniem odleżyn. Dwie warstwy pianki mają za zadanie:

- górna warstwa wykonana z pianki o średniej gęstości posiada unikalny trzystrefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę, a także dzięki specjalnym nacięciom niweluje napięcie powierzchniowe w lędźwiowej części kręgosłupa miednicy,
- dolna warstwa z pianki o zwiększonej twardości stabilizuje materac oraz zmniejsza nacisk podłoża na ciało użytkownika.

Materac, idealnie nadający się dla szpitali lub innych placówek medycznych stosowany jest w profilaktyce przeciwoleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II

- unikalny medyczny profil
- trzystrefowa górna warstwa zapewnia redukcję nacisku
- równomiernie rozkłada ciężar całego ciała
- zmniejsza ilość punktów nacisku na ciało co zapobiega przegrzewaniu
- i poceniu się skóry
- specjalne nacięcia redukują nacisk na okolice kości ogonowej
- w opcji pokrowiec bawełniany lub nieprzemakalny
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm