
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:44

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-piankowy-standard-400-p-7198.html>

Materac piankowy Standard 400



Numer katalogowy	9236
Producent	Rehafund

Opis produktu

- wspomaga profilaktykę i leczenie odleżyn stopnia I.
- Zapewnia pacjentowi prawidłowe podparcie i komfort
- materac wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- równomiernie rozkłada ciężar ciała
- może być dopasowany do każdego łóżka
- w opcji: wydzielone sekcje na głowę i stopy pozwalające na łatwe pozycjonowanie materaca na łóżku
- w opcji pokrowiec nieprzemakalny i paro-przepuszczalny lub bawełniany
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 15 cm