

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-babelkowy-bioflotetm-2000-p-7183.html>

Materac pneumatyczny bąbelkowy BioFlote™ 2000



Numer katalogowy

9221

Producent

Rehafund

Opis produktu

Zmiennociśnieniowy materac pęcherzykowy **BIO FLOTE™ 2000** przeznaczony jest do profilaktyki i leczenia odleżyn stopnia I. Jest dedykowany dla osób, które nie wymagają leczenia długoterminowego. Specjalna, bąbelkowa struktura materaca umożliwia lepszą cyrkulację powietrza co pozwala na zmniejszenie potliwości skóry. Cykliczna zmiana ciśnienia w komorach pobudza krążenie, redukuje ciśnienie wywierane przez podłoże na tkankę miękką i zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

- wyposażony w wyłogi do mocowania materaca
- 2 sekcje i 130 komór powietrznych
- wykonany z medycznego PVC
- niezwykle cicho pracująca pompa
- w komplecie zestaw naprawczy
- czytelny wskaźnik ciśnienia uwzględniający wagę ciała pacjenta
- kolor: beżowy

DANE TECHNICZNE

MATERAC

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 198 x 86 x 6.5 cm

Maks. bezpieczne obciążenie: 130 kg

Materiał: PVC

Waga: 2 kg

POMPA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 24.5 x 12 x 9.3 cm

Zakres ciśnienia: 45-110 mmHg

Czas cyklu: 12 minut

Wydajność: 4.5 l / min

Waga: 0.93 kg

Zasilanie: AC 220 / 230V 50 / 60Hz, 1A