

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-przeciwodleżynowy-z-pompa-3l-p-3678.html>

## Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy z pompą 3l



Numer katalogowy	<b>W3015003001</b>
------------------	--------------------

Producent	<b>Thuasne</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

#### **Pneumatyczny materac zmiennociśnieniowy z kompresorem**

- Zmiennociśnieniowy materac wierzchni, do stosowania na materacu Clinical (Ref. W3009 003 001), przykryty prześcieradłem.
- Dwie specjalne komory materaca napełniane są naprzemiennie w celu zróżnicowania ciśnienia wywieranego przez leżącego pacjenta.
- Ciśnienie w materacu regulowane zależnie od masy ciała pacjenta . Ref. W3015 003 001
- Kompresor 4,5 l: Obudowa z materiału ABS
- Zakres regulacji ciśnienia 30 do 110 mm Hg
- Czas cyklu 10 minut
- Haczyki umożliwiające zaczepienie kompresora na łóżku
- Podkład materaca: Materiał PVC
- Materac wierzchni napełniony powietrzem – wraz z zakładkami (długość x szerokość x wysokość) 280 x 90 x 6,5 cm