


Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-przeciwoodleżynowy-zmiennociśnieniowy-babelkowy-p-1652.html>



## Materac pneumatyczny przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy „Bąbelkowy”

Numer katalogowy	<b>AR-920</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Stosuje się go bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa prześcieradłem. Dwie niezależne sekcje materaca napełniane są naprzemiennie przez specjalną pompę.

Dzięki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczególne obszary ciała pacjenta nie stykają się z podłożem w sposób ciągły dłużej niż przez kilka minut. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta.

- Ogromną zaletą pompy ARmedical jest jej minimalny poziom hałasu. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjność. W opakowaniu znajdują się zestaw naprawczy (łatki + klej) stosowanych w przypadku przecięcia podkładu ostrym narzędziem.
- Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

### Dane techniczne:

- pompa z płynną regulacją ciśnienia
- wymiary po napompowaniu: 200cm x 90cm x 7 cm (plus dwie specjalne wypustki służące do podłożenia pod materac znajdujący się na łóżku)
- ciśnienie robocze kompresora: 40 do 100mmHg (płynna regulacja)
- czas pełnego cyklu: 6 minut
- specjalne haki służące do zawieszenia pompy na łóżku