

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-bioflote-4000-p-7184.html>

Materac pneumatyczny rurowy BioFlote 4000



Numer katalogowy	9222
Producent	Rehafund

Opis produktu

BioFlote™ 4000 rozpoczyna rodzinę materacy z serii BioFlote™ przeznaczonych dla osób wymagających leczenia długoterminowego. Czas cyklu naśladowujący naturalne wzorce snu pozwala uniknąć długiego ucisku tkanki miękkiej. Dwie strefy samodzielnych komór, naprzemiennie napełniają się lub opróżniają powietrze w dwunastominutowym cyklu, dzięki czemu doskonale redystrybuują ciśnienie. System mikro-wentylacji umożliwia lepszą cyrkulację powietrza co zmniejsza potliwość skóry. Materac został wyposażony w zawór CPR pozwalający szybko spuścić powietrze w przypadku nagłych sytuacji zagrożenia życia. BioFlote™ 4000 to komfort dla użytkownika i skuteczny sposób na zmniejszenie ryzyka powstawania oraz wspomaganie leczenia odleżyn stopnia II.

- prosta regulacja parametrów
- statyczna strefa podpierająca głowę
- prosty do czyszczenia zapinany pokrowiec
- mikrowentylacja komór
- zatyczka transportowa
- zawór CPR

Dane techniczne

wymiary pompy:	30 x 15 x 9 cm
zakres ciśnienia:	45 - 100 mmHg
czas cyklu:	12 minut
waga pompy:	1,4 kg
zasilanie:	220/230V, 50/60Hz, 1A
maksymalne bezpieczne obciążenie:	150 kg
materiał komór:	Nylon / PCV
materiał pokrowca:	Nylon / PU
waga materaca:	4,7 kg
wymiary komory materaca:	17 x 11 cm
wymiary materaca:	190 x 85 x 11 cm

