

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-bioflotetm-5000-p-7185.html>

Materac pneumatyczny rurowy BioFlote™ 5000



Numer katalogowy

9223

Producent

Rehafund

Opis produktu

Dzięki serii oddzielnych komór naprzemiennie napełniając je lub spuszczać z nich powietrze w dziesięciominutowym cyklu materac BioFlote™ 5000 doskonale redystrybuuje ciśnienie. Materac rekomendowany jest w profilaktyce i leczeniu odleżyn stopnia III.

- funkcja statyczna dla łatwiejszej opieki nad pacjentem
- wskaźnik niskiego ciśnienia dla bezpieczeństwa pacjenta
- pokrowiec Silver+ Nylon/PU zwiększa ochronę przeciwbakteryjną.
- łatwy w użyciu wskaźnik ciśnienia odnoszący się do wagi pacjenta
- łatwo dostępny zawór CPR

DANE TECHNICZNE

MATERAC

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 12,7 cm

Wysokość komór: 17x12,7cm

Maks. bezpieczne obciążenie: 180 kg

Materiał: pokrowiec - Silver Nylon/PU, komory - PU

Waga: 5,6 kg

POMPA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29 x 18,5 x 12,6 cm

Waga: 2,2 kg

Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz, 0,05 A
Class II, Type B
Klasa ochrony poborowej: Klasa II, Typ B

