

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-domus-4-p-7186.html>

## Materac pneumatyczny rurowy Domus 4



Numer katalogowy

**9224**

Producent

**Rehafund**

### Opis produktu

- materac rekomendowany jest w profilaktyce i leczeniu odleżyn stopnia IV.
- prosta w użyciu pompa dzięki cyfrowo ustawianym parametrom
- trzy tryby pracy: statyczny, zmiennociśnieniowy i siedzący
- opcja MaxFirm szybko napełnia cały materac powietrzem
- wizualne i dźwiękowe alarmy zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

### DANE TECHNICZNE

#### MATERAC

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 200 x 90 x 20,3 cm

**Wysokość komór:** 20 x 20,3 cm

**Maks. bezpieczne obciążenie:** 200 kg

**Materiał:** pokrowiec - Silver NylonPU, komory - NylonTPU

**Waga:** 6,9 kg

#### POMPA

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 29 x 18,5 x 12,6 cm

**Waga:** 2,2 kg

Materiał obudowy: poliwęglan ABS

**Zasilanie:** AC 220-240 V, 50 Hz 100-120 V, 60 Hz

Czas cyklu: 10 min.  
 Klasa ochrony przeciwprężnej: Klasa I, Typ DF