

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:07

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-domus-auto-p-7187.html>

Materac pneumatyczny rurowy Domus Auto



Numer katalogowy

9225

Producent

Rehafund

Opis produktu

- materac rekomendowany jest w profilaktyce i leczeniu odleżyn stopnia IV.
- automatyczna regulacja ciśnienia dostosowana do rozkładu masy ciała
- funkcja transportowa dzięki systemowi komory w komorze i szybkozłączcom
- wizualne i dźwiękowe alarmy zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

DANE TECHNICZNE

MATERAC

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 20,3 cm

Wysokość komór: 10 x 20,3 cm

Maks. bezpieczne obciążenie: 200 kg

Materiał: pokrowiec - Silver NylonPU, komory - NylonPU

Waga: 6,3 kg

POMPA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29 x 18,5 x 12,6 cm

Waga: 2,2 kg

Materiał obudowy: polipropylen, ABS

Zasilanie: AC 220-240 V, 50 Hz 100-120 V, 60 Hz

Czas cyklu: 0,6 min
Klasa ochrony podzespołów: Klasa I, Typ DF