

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-pro-care-2-p-7188.html>

## Materac pneumatyczny rurowy Pro-care 2



Numer katalogowy

**9226**

Producent

**Rehafund**

### Opis produktu

- materac rekomendowany do profilaktyki i leczenia odleżyn stopnia II.
- łatwy w użyciu wskaźnik ciśnienia odnoszący się do wagi pacjenta
- zwiększona stabilność dzięki zastosowaniu prostokątnych komór
- system wentylacji komór
- wskaźnik niskiego ciśnienia i braku zasilania
- system mikro-wentylacji komór
- wysoki komfort użytkowania dzięki miękkim i delikatnym komorom wykonanym z najwyższej jakości termoplastycznego poliuretanu
- funkcja statyczna dla łatwiejszej opieki codziennej i ułożenia pacjenta
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

### DANE TECHNICZNE

#### MATERAC

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 200 x 90 x 12,7 cm

**Wysokość komór:** 10 x 12,7 cm

**Maks. bezpieczne obciążenie:** 180 kg

**Materiał:** pokrowiec - 2-directional Stretch, komory - TPU

**Waga:** 7,3 kg

#### POMPA

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 26,1 x 26 x 11,7 cm

**Waga:** 2,2 kg

Materiał: ABS, 2-directional Stretch, komory - TPU

**Zasilanie:** AC 220-240V, 50/60Hz AC 120V/60Hz

---

Czas cyklu: 15 min  
Klasa ochrony poborowej: Klasa 5, Typ 0P