

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-pro-care-3-p-7189.html>

Materac pneumatyczny rurowy Pro-care 3



Numer katalogowy	9227
Producent	Rehafund

Opis produktu

- materac rekomendowany do profilaktyki i leczenia stopnia III,
- łatwy w użyciu wskaźnik ciśnienia odnoszący się do wagi pacjenta
- zwiększona stabilność dzięki zastosowaniu prostokątnych komór
- wysoki komfort użytkowania dzięki miękkim i delikatnym komórkom wykonanym z najwyższej jakości termoplastycznego poliuretanu
- funkcja statyczna dla łatwiejszej opieki codziennej i ułożenia pacjenta
- piankowy wkład ułatwia stabilizację pacjenta (w opcji)
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

DANE TECHNICZNE

MATERAC

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 12,7 cm
Wysokość komór: 8 x 12,7 cm
Maks. bezpieczne obciążenie: 180 kg
Materiał: pokrowiec - 2-directional Stretch, komory - TPU
Waga: 7,5 kg

POMPA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29,1 x 20 x 11,7 cm
Waga: 2,2 kg
Materiał obudowy: trudnopalny, ABS
Zasilanie: AC 220-240 V, 50 Hz AC 120 V / 60 Hz
Czas cyklu: 10 / 15 / 20 / 25 min
Klasa ochrony pożarowej: Klasa II, Typ BF

