

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-pro-care-4-p-7190.html>

Materac pneumatyczny rurowy Pro-care 4



Numer katalogowy	9228
Producent	Rehafund

Opis produktu

- materac rekomendowany do profilaktyki i leczenia stopnia IV,
- łatwy w użyciu wskaźnik ciśnienia odnoszący się do wagi pacjenta
- zwiększona stabilność i komfort dzięki zastosowaniu prostokątnych komór
- optyczny i dźwiękowy wskaźnik niskiego ciśnienia, braku zasilania i konieczności serwisu
- system mikro-wentylacji komór
- trwały produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów
- opcja odciążenia pięt
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

DANE TECHNICZNE

MATERAC

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 200 x 90 x 20,3 cm
Wysokość komór: 20 x 20,3 cm
Maks. bezpieczne obciążenie: 200 kg
Materiał: pokrowiec - Silver+ 2-directional Stretch, komory - TPU
Waga: 10,3 kg

POMPA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 29,1 x 20 x 11,7 cm
Waga: 2,2 kg
Materiał obudowy: trudnopalny, ABS
Zasilanie: AC 220-240V, 50Hz AC 120V/ 60Hz
Czas cyklu: 10 / 15 / 20 / 25 min
Klasa ochrony pożarowej: Klasa II, Typ BF

