

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-pneumatyczny-rurowy-pro-care-auto-p-7191.html>

## Materac pneumatyczny rurowy Pro-care Auto



Numer katalogowy	<b>9229</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- materac jest rekomendowany do profilaktyki i leczenia stopnia IV
- automatyczna regulacja ciśnienia dostosowana do wagi pacjenta
- prostokątne komory zapewniają lepszą redystrybucję ciśnienia i specjalne wsparcie tułowia
- miękkość materaca można dostosować ręcznie za pomocą przycisku dla lepszego komfortu
- funkcja MaxFirm całkowicie i szybko pompuje komory materaca, aby ułatwić opiekę nad pacjentem
- antybakteryjny poliuretanowy pokrowiec z kawałkami srebra (w opcji)

### DANE TECHNICZNE

#### MATERAC

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 200 x 90 x 20,3 cm

**Wysokość komór:** 18 x 12,7 cm

**Maks. bezpieczne obciążenie:** 200 kg

**Materiał:** pokrowiec - Silver+ 2-directional Stretch, komory - Nylon/TPU

**Waga:** 7,1 kg

#### POMPA

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 29,1 x 20 x 11,7 cm

**Waga:** 2,2 kg

**Materiał obudowy:** trudnopalny, ABS

**Zasilanie:** AC 220-240V, 50Hz AC 120V/ 60Hz

**Czas cyklu:** 10 min

**Klasa ochrony pożarowej:** Klasa II, Typ BF