

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-bubble-master-p-1977.html>

Materac przeciwodleżynowy BUBBLE MASTER



Numer katalogowy

VCM202G

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji bąbelkowej wykonany z PCV, z wyłogami do stabilnego zamocowania na elastycznym podkładzie łóżka,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna,
- dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
- cykl pracy 12 minut,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- w komplecie zestaw naprawczy,
- kolor beżowy.

Model	VCM202G
Długość	195 cm
Szerokość	90 cm
Wysokość	6,5 cm
Zasilanie elektryczne	220-230 V / 50 HZ
Cykl pracy	12 minut
Ilość pompowanego powietrza	8 l/min
Waga materaca	2 kg
Waga pompki	1,4 kg
Nośność materaca	140 kg

