

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 17:20

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-gofrowany-do-100-kg-p-8250.html>

Materac przeciwodleżynowy gofrowany (do 100 kg)



Numer katalogowy

9191

Producent

Halcamp

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy gofrowany powinien być stosowany głównie profilaktycznie zapobiegając powstawaniu oraz przy leczeniu odleżyn.

Materac gofrowany grubości 10 cm może być stosowany jako wierzchni leżący na innym lub wersalce (kanapie).

Dopuszczalny ciężar ~100 kg

Rozmiar: 198 x 90 x 15 cm

Wariant: bez pokrowca / w pokrowcu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: bez pokrowca , w pokrowcu