

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-gofrowany-do-80-kg-p-8249.html>

Materac przeciwodleżynowy gofrowany (do 80 kg)



Numer katalogowy	9190
Producent	Halcamp

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy gofrowany powinien być stosowany głównie profilaktycznie zapobiegając powstawaniu oraz przy leczeniu odleżyn.

Materac gofrowany grubości 10 cm może być stosowany jako wierzchni leżący na innym lub wersalce (kanapie).

Dopuszczalny ciężar ~85 kg

Rozmiar: 198 x 90 x 12 cm

Wariant: bez pokrowca / w pokrowcu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: bez pokrowca , w pokrowcu