

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-gofrowany-do-80-kg-p-8249.html>

## Materac przeciwodleżynowy gofrowany (do 80 kg)



Numer katalogowy	<b>9190</b>
Producent	<b>Halcamp</b>

### Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy gofrowany powinien być stosowany głównie profilaktycznie zapobiegając powstawaniu oraz przy leczeniu odleżyn.

Materac gofrowany grubości 10 cm może być stosowany jako wierzchni leżący na innym lub wersalce (kanapie).

**Dopuszczalny ciężar** ~85 kg

**Rozmiar:** 198 x 90 x 12 cm

**Wariant:** bez pokrowca / w pokrowcu

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wariant:** bez pokrowca , w pokrowcu