

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-p-1985.html>

Materac przeciwodleżynowy



Numer katalogowy

VCM202

Producent

Vitea Care

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

CECHY PRODUKTU:

- bąbelkowy materac zmiennociśnieniowy bąbelkowy wykonany z PCV,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- cykl pracy 12 min,
- cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- kolor beżowy.

	202D
Długość	200 cm
Szerokość	90 cm
Wysokość	6,5 cm
Nośność	120 kg