

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-p-1986.html>

Materac przeciwodleżynowy

Numer katalogowy

VCM502

Producent

Vitea Care



Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

Profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

CECHY PRODUKTU:

- rurowy materac zmiennociśnieniowy rurowy o największej ilości cel wykonany z PCV,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- cykl pracy 10-12 min,
- cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- 1 cela zapasowa,
- kolor granatowy.

	502
Długość	190 cm
Szerokość	85 cm
Wysokość	11 cm
Nośność materaca	140 kg