

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-pasywny-materac-therapy-p-1307.html>



Materac przeciwodleżynowy pasywny MATERAC THERAPY

Numer katalogowy

MATERAC THERAPY

Producent

Vermeiren

Opis produktu

- Materac wykonany z gąbki o wysokiej gęstości. Wymiary: 200cmx90cmx12cm
- Rekomendowany dla osób z niskim ryzykiem odleżynowym ,
- rekomendowany dla osób , które z różnych przyczyn nie mogą stosować materacy zmiennociśnieniowych jak np. nadwrażliwość na ból,
- zapobiega odleżynom do II stopnia włącznie,
- pianka wycięta w specjalny wzór , który polepsza redystrybucję ciśnienia oraz cyrkulację powietrza, materac może być w pokrowcu z grubo plecionej bawełny lub materiału SANMED C460. Jest to materiał , który spełnia wszelkie wymogi stawiane zasadniczym wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. oraz wymaganiami zawartymi w załączniku nr I Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej wyrobów medycznych, wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896). Dodatkowym atutem materiału jest jego paroprzepuszczalność i wodoszczelność. Sanmed C460 stosuje się do produkcji nie przemakalnych, oddychających, antyodleżynowych pokrowców na materace dla służby zdrowia.