

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-rurowy-p-1546.html>

Materac przeciwodleżynowy rurowy



Numer katalogowy

GM-TKS 2012-B

Producent

Timago

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

Cechy produktu:

- wykonany z trwałego PCV
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 130 kg
- funkcja reanimacyjna (CPR)
- pokrowiec

Czas cyklu: 12 min

Zakres ciśnienia: 70-120 mmHg

Przepływ: 5-6l/min

Maksymalne obciążenie materaca: 130 kg

Wymiary materaca: 198 x 82 x 11 cm

Waga materaca: 3,7 kg

Waga pompy: 1,4 kg

Zasilanie: 220-230V AC 50 Hz

Pobór mocy: 7 W