

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodlezynowy-rurowy-p-1546.html>

# Materac przeciwodleżynowy rurowy



Numer katalogowy **GM-TKS 2012-B**

Producent **Timago**

## Opis produktu

**Materac przeciwodleżynowy** poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

### Cechy produktu:

- wykonany z trwałego PCV
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 130 kg
- funkcja reanimacyjna (CPR)
- pokrowiec

**Czas cyklu:** 12 min

**Zakres ciśnienia:** 70-120 mmHg

**Przepływ:** 5-6l/min

**Maksymalne obciążenie materaca:** 130 kg

**Wymiary materaca:** 198 x 82 x 11 cm

**Waga materaca:** 3,7 kg

**Waga pompy:** 1,4 kg

**Zasilanie:** 220-230V AC 50 Hz

**Pobór mocy:** 7 W