

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwoleżynowy-rurowy-trojprzeplywowy-p-1543.html>



## Materac przeciwoleżynowy rurowy trójprzeptywowy

Numer katalogowy **TGR-Y MR 001-3**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Materac przeciwoleżynowy rurowy trójprzeptywowy** poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwoleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

#### Cechy produktu:

- wykonany z wytrzymałego PCV z nylonem
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 135 kg
- pokrowiec
- zapasowa komora
- **Mikrowentylacja** - laserowo wykonane mikrootwory o średnicy 0,2 mm zapewniają przepływ powietrza, zapobiegając odleżynom paroprzepuszczalny pokrowiec zabezpiecza materac i ułatwia odprowadzanie wilgoci.

**Czas cyklu:** 12 min

**Zakres ciśnienia:** 50-110 mmHg

**Przepływ:** 7l/min

**Maksymalne obciążenie materaca:** 135 kg

**Wymiary:** 200 x 90 x 11 cm

**Waga materaca:** 4,5 kg

**Waga pompy:** 1,5 kg

**Zasilanie:** AC 220V 50/60 Hz 0,1A

**Pobór mocy:** 12VA