

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwoleżynowy-rurowy-trojprzeplywowy-p-1543.html>



Materac przeciwoleżynowy rurowy trójprzeptywowy

Numer katalogowy **TGR-Y MR 001-3**

Producent **Timago**

Opis produktu

Materac przeciwoleżynowy rurowy trójprzeptywowy poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwoleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

Cechy produktu:

- wykonany z wytrzymałego PCV z nylonem
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 135 kg
- pokrowiec
- zapasowa komora
- **Mikrowentylacja** - laserowo wykonane mikrootwory o średnicy 0,2 mm zapewniają przepływ powietrza, zapobiegając odleżynom paroprzepuszczalny pokrowiec zabezpiecza materac i ułatwia odprowadzanie wilgoci.

Czas cyklu: 12 min

Zakres ciśnienia: 50-110 mmHg

Przepływ: 7l/min

Maksymalne obciążenie materaca: 135 kg

Wymiary: 200 x 90 x 11 cm

Waga materaca: 4,5 kg

Waga pompy: 1,5 kg

Zasilanie: AC 220V 50/60 Hz 0,1A

Pobór mocy: 12VA