

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwoodleżynowy-rurowy-z-kompresorem-p-1542.html>



Materac przeciwoodleżynowy rurowy z kompresorem

Numer katalogowy **TGR-Y MR 001-2**

Producent **Timago**

Opis produktu

Materac przeciwoodleżynowy poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania. Wykorzystywany w profilaktyce przeciwoodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

- wykonany z wytrzymałego PCV
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 110 kg
- pokrowiec
- zapasowa komora

Czas cyklu: 12 min

Zakres ciśnienia: 50-110 mmHg

Przepływ: 5-8l/min

Maksymalne obciążenie materaca: 110 kg

Wymiary materaca: 200 x 87 x 11 cm

Waga materaca: 4,5 kg

Waga pompy: 1,5 kg

Zasilanie: AC 220V 50/60 Hz 0,1A

Pobór mocy: 9 W