

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwoodleżynowy-rurowy-z-kompresorem-p-1544.html>

## Materac przeciwoodleżynowy rurowy z kompresorem



Numer katalogowy **TGR-Y MR 001-4**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Materac przeciwoodleżynowy** poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania. Wykorzystywany w profilaktyce przeciwoodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn od II do IV stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).

- wykonany z wytrzymałego PCV
- struktura rurowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 110 kg
- zapasowa komora

Materac nie posiada pokrowca.

**Czas cyklu:** 12 min

**Zakres ciśnienia:** 40-110 mmHg

**Przepływ:** 6-7l/min

**Maksymalne obciążenie materaca:** 110 kg

**Wymiary materaca:** 200 x 86 x 9,5 cm

**Waga materaca:** 3,6 kg

**Waga pompy:** 1,2 kg

**Zasilanie:** AC 220V 50/60 Hz 0,1A

**Pobór mocy:** 8 W