

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-tube-master-p-1976.html>

## Materac przeciwodleżynowy TUBE MASTER



Numer katalogowy

**VCM502D**

Producent

**Vitea Care**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE:

profilaktyka oraz wspomaganie leczenia odleżyn.

#### CECHY PRODUKTU:

- Pneumatyczny zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy konstrukcji „rurowej” o 18 komorach w układzie dwóch rzędów komór na przemian wypełnianych powietrzem, z pokrowcem,
- Wykonany z nylonu, co warunkuje łatwość utrzymania go w czystości,
- płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta,
- Dzięki budowie opartej na niezależnych komorach powietrznych uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała pacjenta, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy,
- ilość komór: 18, cykl pracy 12 min,
- nowoczesna, cicha pompa elektryczna,
- wyłogi do mocowania na zwykłych materacach łóżkowych,
- kolor: granatowy.

Model	VCM502D
Długość	200 cm
Szerokość	90 cm
Wysokość	11,5 cm
Nośność materaca	145 kg
Zasilanie elektryczne	220 - 240 V / 50 - 60 HZ
Cykl pracy	12 minut
Ilość pompowanego powietrza	6-8 l/min
Masa materaca	4 kg
Masa pompy	1,2 kg