

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-z-kompresorem-p-1541.html>



Materac przeciwodleżynowy z kompresorem

Numer katalogowy **TGR-Y MB 001-1**

Producent **Timago**

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry. Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz leczeniu odleżyn do I stopnia (wg NPUAP/EPUAP).

Cechy produktu:

- wykonany z wytrzymałego PCV
- struktura bąbelkowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 110 kg

Czas cyklu: 12 min

Zakres ciśnienia: 50-105 mmHg

Przepływ: 4-6l/min

Maksymalne obciążenie materaca: 110 kg

Wymiary materaca: 200 x 90 x 7 cm

Waga materaca: 2 kg

Waga pompy: 1,5 kg

Zasilanie: AC 220 V 50/60 Hz 0,1 A

Pobór mocy: 9 W